



Dräger



Alkohol- und Drogendetektion

Dräger-Testgeräte und -Systeme
für unterschiedliche Anwendungsbereiche



Mitarbeiter und Investition sicher schützen

Der Konsum von Alkohol, illegalen Drogen oder Medikamenten kann am Arbeitsplatz weitreichende und nachhaltige Folgen haben. Steht ein Mitarbeiter beispielsweise alkoholisiert an der Anlage, wird er nicht nur zur Gefahr für sich selbst. Er setzt auch das Leben seiner Kollegen und die Existenz des gesamten Unternehmens aufs Spiel. In sicherheitsrelevanten Bereichen kann unentdeckter Konsum sogar zur Katastrophe führen.

Nicht nur der Süchtige ist gefährlich

Selbst wer unter dem Einfluss von Restalkohol zur Arbeit erscheint, stellt ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Schon ein Promillewert im unteren Bereich oder eine geringe THC-Dosis kann ausreichen, um das Konzentrationsvermögen und damit Leistungsfähigkeit und Umsicht einzuschränken.

Auch rechtlich auf der sicheren Seite

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz stehen dem Persönlichkeitsrecht Ihrer Angestellten gegenüber. Deshalb ist eine Betriebsvereinbarung in Bezug auf Drogen- und Alkoholkontrollen am Arbeitsplatz notwendig. Damit werden Sie beiden Seiten gerecht. Falls die Tätigkeit mit erheblichen Gefahren verbunden ist, können Sie dann sogar verdachtsfreie Kontrollen vornehmen, wie ein Urteil des Hamburger Arbeitsgerichts bestätigte. Die Begründung: „... die Kontrolle diene nicht der Feststellung der Abhängigkeit, sondern der aktuellen Arbeitsfähigkeit“.



ST-9596-2008

So kann Ihnen Dräger dabei helfen, das Risiko Substanzmissbrauch in Ihrem Betrieb zu senken:

- unkomplizierter und diskreter Nachweis von Alkohol und Drogen – für den Anwender und für die zu testende Person
- schnelle und klare Messergebnisse
- einfache Einbindung in weitere innerbetriebliche Maßnahmen (unter Berücksichtigung arbeitsrechtlicher Vorgaben)

- Das Alcotest 6510 entspricht den Anforderungen der US Coast Guard. Es ist für die Verwendung an Bord von Seeschiffen durch NHTSA und Germanischer Lloyd zugelassen.

Mit diesen Dräger-Messgeräten gehen Sie am Arbeitsplatz auf Nummer sicher:

	Alcotest 3000	Alcotest 6510	Alcotest 6810	Alcotest 6810 med	Alcotest 7510	Alcotest 9510	Interlock XT	DrugCheck	Drug Test 5000	SSK 5000	Laboranalytik Speichel
Screening bei Einstellungsuntersuchungen	•	•	•		•			•	•		•
Nach Unfällen	•	•	•		•			•	•		•
Indikative Tests bei Auffälligkeiten; auch bei Substanzfunden	•	•	•		•			•	•	•	•
Verdachtsunabhängige Suchtmittelkontrollen, z. B. Random-Testprogramm	•	•	•					•	•		•
Zugangskontrollen, z. B. in sicherheitsrelevante Bereiche	•	•	•		•		•	•	•		•
Atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperr in Fahrzeugen wie LKWs, Bussen, Taxis etc.							•				
Atemalkoholgesteuerte Sperre an Maschinen und Anlagen							•				



ST-278-2008

Regelmäßige Kontrollen können Leben retten

In Ihrem beruflichen Alltag als Polizei- oder Zollbeamter sind Sie den unterschiedlichsten Situationen ausgesetzt, in denen Drogen und Alkohol eine Rolle spielen. Besonders im Straßenverkehr: Alkohol und andere berauschende Mittel am Steuer gehören hier mit zu den häufigsten Unfallursachen. Effektive Kontrollen liefern Ihnen eine feste Handhabe, um einen Drogen- oder Alkoholsünder aus dem Verkehr zu ziehen.

Unkompliziert und schnell: Drogennachweis aus Speichel

Es ist wissenschaftlich anerkannt: Speichel bietet als Untersuchungsmaterial eine aufschlussreiche Aussage zur aktuellen Drogenbeeinflussung. Bei Dräger erhalten Sie Drogentestsysteme auf Speichelbasis, die Ihnen im Handumdrehen Gewissheit geben.

Bei diesen Einsätzen beispielsweise liefern Ihnen Alkohol- und Drogentests sichere Ergebnisse:

- im Regelbetrieb im Straßenverkehr
- bei Schwerpunktkontrollen
- bei Unfalluntersuchungen
- bei polizeilichem Einschreiten
- bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen



ST-278-2008

So kann Ihnen Dräger dabei helfen, Alkohol und Drogen sicher auf die Spur zu kommen:

- genaue Messergebnisse in kürzester Zeit
- robustes Design für extreme Einsatzbedingungen
- jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Messtechnik
- enge Zusammenarbeit mit Anwendern
- System von perfekt zusammenpassenden Produkten

Mit diesen Dräger-Messgeräten gehen Sie im Bereich Polizei und Zoll auf Nummer sicher:

	Alcotest 3000	Alcotest 6510	Alcotest 6810	Alcotest 6810 med	Alcotest 7510	Alcotest 9510	Interlock XT	DrugCheck	Drug Test 5000	SSK 5000 ⁴	Laboranalytik Speichel
Vortest bei Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit gemäß §36(5) StVO											
Einsatz in Regelbetrieb		• ¹						•	•	•	
Einsatz bei z. B. Schwerpunkt-kontrollen			• ¹		•			•	•	•	
Gerichtsverwertbares Verfahren					• ³	• ³					• ³
Nachweis von Alkohol-/Drogen-einfluss bei Verkehrsunfällen		•	•		•			•	•	•	
Polizeiliches Einschreiten, z. B. bei häuslicher Gewalt (zur Klärung der Schuldfähigkeit)		•						•	•	•	
Kriminalpolizeilicher und zollfahndungs-dienstlicher Einsatz (z. B. Schmuggel)											
Einsatz bei Personen		•	•					•	•		
Einsatz zum Nachweis von Substanzen in unbekanntem Flüssigkeiten und Getränken		• ²	• ²								•
Einsatz zur Untersuchung von unbekanntem Festschubstanzen bzw. zum Oberflächennachweis											•
Eigensicherung aufgrund alkohol- und drogenbedingter Verhaltensweisen und Wirkungen (z. B. Schmerzempfindlichkeit)		•	•					•	•		

¹ Auch passive Messung. ² Passive Messung. ³ Abhängig von maßgebenden staatlichen Zulassungen.

⁴ Einsatz erfordert DrugCheck bzw. DrugTest 5000.



Unberechenbaren Gefahren einfach den Riegel verschieben

Ein Häftling unter Drogen- oder Alkoholeinfluss kann schnell zur Gefahr werden. Daher müssen Sie im offenen wie im geschlossenen Strafvollzug besondere Vorkehrungen treffen. Schließlich gilt es für Sie als Vollzugsbeamter nicht nur Personal und Insassen zu schützen, sondern auch Ihren Resozialisierungsauftrag zu erfüllen. Messgeräte können Ihnen dabei helfen, Alkohol- und Drogenmissbrauch zu vermeiden und Auflagen zu überwachen.

Hier können Ihnen Alkohol- und Drogenmessgeräte bei Ihrer täglichen Arbeit zur Hand gehen:

- regelmäßige stichpunktartige Kontrollen, zum Beispiel nach Besuch oder Freigang
- Überwachung von Bewährungsauflagen, etwa im Rahmen von Drogendelikten
- Neben der Untersuchung von Personen auch Überprüfung unbekannter Flüssigkeiten oder Festsubstanzen, z. B. Schmuggelkontrolle



ST-179-2008


So kann Dräger Sie dabei unterstützen, im Gefängnisalltag die Kontrolle zu behalten:

- schnelle und zuverlässige Analyse, seit Jahrzehnten bewährt
- einfache und hygienische Handhabung für den Anwender und die zu testende Person
- klare Ergebnisanzeige und Dokumentation
- manipulationssichere Technologie

Mit diesen Dräger-Messgeräten gehen Sie im Bereich Strafvollzug und Haft auf Nummer sicher:

	Alcotest 3000	Alcotest 6510	Alcotest 6810	Alcotest 6810 med	Alcotest 7510	Alcotest 9510	Interlock XT	DrugCheck	Drug Test 5000	SSK 5000 ²	Laboranalytik Speichel
Vollzugliche Drogen-/Alkoholkontrollen											
Bei Alkohol- bzw. Drogenauffälligkeiten		•	•		•			•	•		•
Als Eignungsnachweis für Lockerungen		•	•		•			•	•		•
Medizinische Drogen-/Alkoholkontrollen, z. B. bei substitutionsgestützter Behandlung				•				•	•		•
Bei Räumlichkeits- und Zugangskontrollen (z. B. bei Besuchern, bei Freigang)											
Einsatz bei Personen		•	•				•	•	•		
Einsatz zum Nachweis von Substanzen in unbekanntem Flüssigkeiten und Getränken		• ¹	• ¹							•	
Einsatz zur Untersuchung von unbekanntem Festsubstanzen bzw. zum Oberflächennachweis										•	•
Überwachung von Bewährungsaufgaben, z. B. im Rahmen von Drogendelikten								•	•		•
Überwachung von Bewährungsaufgaben im Rahmen von Trunkenheitsfahrerprogrammen							•				

¹ Passive Messung. ² Einsatz erfordert DrugCheck bzw. DrugTest 5000.



Mit sanfter Methode zu einer gelungenen Diagnose


Zeit- und Kostendruck lasten schwer auf den Schultern von Ärzten und Pflegern. Gleichzeitig tragen Sie die Verantwortung für das Leben jedes einzelnen Ihrer Patienten. Doch welche Behandlung ist im konkreten Fall die beste? Nur wenn Sie den Gesundheitszustand genau und schnell erkennen, können Sie die richtigen Maßnahmen in die Wege leiten.

Sicher und schmerzlos: Messen ohne Blutentnahme

Speziell als Medizinprodukte zugelassene Messgeräte helfen Ihnen bei der fundierten Diagnose – ohne dass Sie Blut abnehmen müssen. Diese sanfte Methode sorgt zudem für ein gesundes Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihren Patienten.

Hier stehen Ihnen medizinische Alkohol- und Drogenmessgeräte mit sicheren Messwerten zur Seite:

- medizinische Notfalleinsätze
- Notaufnahme
- Substitution und Therapie
- Ethanolüberwachung bei Eingriffen in der Urologie (TUR-P) und in der Gynäkologie (TCRE)



ST-9106-2006

So kann Dräger Sie auf dem Weg zu einer schnellen Heilung Ihres Patienten unterstützen:

- schnelle, sichere und aussagekräftige Analyseergebnisse
- einfache Handhabung und objektive Auswertung
- auf medizinische Anwendungen abgestimmte Funktionen
- Vermeidung von Manipulationen: einfache Sichtkontrolle durch Arzt oder medizinisches Personal

- Messen ohne Blut oder Urin: Begegnung auf Augenhöhe mit dem Patienten
- Geräte erfüllen folgende Anforderungen:
 - Medizinproduktegesetz (MPG)
 - medienproduktrechtliche Vorschriften, einschl. der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung qualitativer und quantitativer laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen

Mit diesen Dräger-Messgeräten gehen Sie im medizinischen Bereich auf Nummer sicher:

	Alcotest 3000	Alcotest 6510	Alcotest 6810	Alcotest 6810 med	Alcotest 7510	Alcotest 9510	Interlock XT	DrugCheck	Drug Test 5000	SSK 5000	Laboranalytik Speichel
Regeleinhalt in sozialen Einrichtungen, Sucht- und Entzugskliniken (keine Substitutionsbehandlung)		•	•					•	•		•
Beigebrauchskontrolle gemäß BtMVV bei substituionsgestützter Behandlung, z. B. bei Methadonsubstitution				•					•		•
Medizinischer Notfalleinsatz				•				•	•		•
Operationen, z. B. transurethrale Prostataresektion in der Urologie (TUR-P) oder in der Gynäkologie bei transcervicalen Resektionen des Endometriums (TCRE)				•							



Damit Ihre Mobilität nicht auf der Strecke bleibt

Haben Sie ein Auto? Vor allem im Berufsleben wird Ihnen diese Frage immer häufiger gestellt. Ohne fahrbaren Untersatz läuft in unserer mobilen Gesellschaft fast nichts. Den Verlust des Führerscheins kann sich keiner mehr leisten. Daher müssen Sie in Ländern, in denen das Gesetz einen geringen Promillewert hinterm Steuer zulässt, ganz genau aufpassen, wie viel Alkohol Sie auf einer Party oder beim Geschäftsessen trinken. Gar keine Frage: Fahren ohne Alkohol ist die beste Lösung. Aber im Zweifelsfall können Sie mit einem Messgerät schnell überprüfen, ob Sie nach einem Glas Wein noch immer unterhalb des festgesetzten Grenzwertes sind.

Hier können Sie sich auf die klaren Daten von Alkoholmessgeräten stützen:

- bei der Selbstkontrolle vor Fahrtantritt
- zum Testen weiterer Personen, wie Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsvereinbarung (z. B. in Speditionen)



D-14777-2009

So kann Dräger Ihnen dabei helfen, den Alkohol- oder Drogenpegel richtig einzuschätzen:

- professionelle Technik – seit Jahrzehnten im Polizeieinsatz bewährt
- genaue Messergebnisse auch bei niedrigen Konzentrationen
- einfache und schnelle Handhabung: alle Geräte intuitiv bedienbar

- für Rechts- und Linkshänder geeignet
- leicht verständliche Volltextmeldungen im Display
- Geräte inklusive Verpackung gut zu verstauen (z. B. in der Jackentasche oder im Handschuhfach)

Mit diesen Dräger-Messgeräten gehen Sie im privaten Bereich auf Nummer sicher:

	Alcotest 3000	Alcotest 6510	Alcotest 6810	Alcotest 6810 med	Alcotest 7510	Alcotest 9510	Interlock XT	DrugCheck	Drug Test 5000	SSK 5000	Laboranalytik Speicher
Kontrolle der Einhaltung von Regeln und Standards											
Tests zum Schutz der getesteten Person und weiterer; Schulen, Lebenshilfegruppen etc.	•	• ¹						•	•	•	•
Zugangskontrollen, z. B. bei Sportveranstaltungen durch Sicherheitsdienste etc.	•	• ¹			•			•	•	•	•
Privatpersonen zum Eigentest											
Personen, die (beruflich) Kontakt mit Alkohol haben und sich eigenverantwortlich testen; Professionelle Fahrer, wie Taxifahrer, Fahrlehrer etc. Vermeidung des Verlusts des (beruflich wichtigen) Führerscheins	•	•									

¹ Auch passive Messung.



D-17113-2009

ATEMALKOHOLMESSGERÄT FÜR VERANTWORTUNGSBEWUSSTE FAHRER UND UNTERNEHMER

Ob auf der Straße oder in der Firma: In Ihrem Beruf tragen Sie nicht nur Verantwortung für sich selbst, sondern auch für Ihre Mitmenschen. Das Alcotest 3000 hilft Ihnen dabei, Ihr Leben und das anderer zu schützen. Das Gerät wird in einer Tasche geliefert, in der auch Mundstücke Platz finden. So können Sie das Alcotest bequem in Ihre Jackentasche stecken – für die schnelle Selbstkontrolle und zur Prävention.



D-12919-2009

Das Alcotest 3000 eignet sich vor allem für:

- professionelle Kraftfahrer
- Fahrlehrer
- Taxifahrer und Chauffeure
- Vertreter im Außendienst
- Freiberufler
- Pendler
- kleinere Unternehmen

So kann das Alcotest 3000 Sie und Ihre Mitmenschen schützen:

- schnelle Messbereitschaft
- präzise Ergebnisse dank professioneller Messtechnik
- einfache und sichere Handhabung
- anwenderfreundliches Design, intuitive Bedienbarkeit
- niedriger Energieverbrauch



ATEMALKOHOLMESSGERÄT FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN ANFORDERUNGEN IM BERUF

Ob beispielsweise beim Einsatz im Straßenverkehr, bei der Einlasskontrolle vor Großveranstaltungen oder beim Überprüfen der Einhaltung von Alkoholverboten: Das kompakte Handmessgerät Alcotest 6510 ist in kürzester Zeit startklar und liefert Ihnen verlässliche Ergebnisse – sofort vor Ort. Es lässt sich

für die unterschiedlichsten internationalen Regelungen und Richtlinien konfigurieren.



Das Alcotest 6510 eignet sich vor allem für:

- Polizei
- Zoll
- Strafvollzug und Haft
- Unternehmen
- Sicherheitsdienste

So kann Sie das Alcotest 6510 bei Ihrem Einsatz unterstützen:

- einfache und sichere Bedienung
- schnelle Messbereitschaft und präzise Analyse
- anwenderfreundliches, robustes Design
- optimierte Benutzerführung
- Datenspeicher für bis zu zehn Messergebnisse
- niedriger Energieverbrauch



PROFESSIONELLES ATEMALKOHOLMESSGERÄT MIT GROSSEM DATENSPEICHER

Sichere Beweise schnell zur Hand: Das Alcotest 6810 lässt sich problemlos bedienen. Selbst in dunkler Umgebung setzen Sie das Mundstück intuitiv korrekt auf. Das Gerät speichert Testnummer, Datum und Uhrzeit der letzten 1500 Messergebnisse. Bei Bedarf können Sie diese einzeln abrufen oder auf den Dräger Mobile Printer übertragen und ausdrucken.



Das Alcotest 6810 eignet sich vor allem für:

- Polizei
- zum Testen weiterer Personen, wie Mitarbeiter im Rahmen einer Betriebsvereinbarung (z. B. in Speditionen und größeren Unternehmen)
- Strafvollzug und Haft

So kann Sie das Alcotest 6810 bei Ihrem Einsatz unterstützen:

- konfigurierbar für unterschiedliche internationale Regelungen und Richtlinien
- schnelle Messbereitschaft und präzise Analyse
- optimierte Benutzerführung
- Datenspeicher für bis zu 1500 Messergebnisse
- Datentransfer zum Dräger Mobile Printer oder PC
- niedriger Energieverbrauch
- Laden von Akkus im Gerät möglich



ATEMALKOHOLMESSGERÄT FÜR DEN TÄGLICHEN MEDIZINISCHEN EINSATZ

Klare Diagnosen ohne Blutabnahme: Das Alcotest 6810 med wurde speziell für die medizinische Anwendung entwickelt und als Medizinprodukt zugelassen. Es liefert Ihnen zuverlässige und schnelle Messergebnisse beispielsweise in der Notaufnahme, zur Beigebrauchskontrolle in der Methadonsubstitution oder zur

Ethanolüberwachung bei endoskopischen Eingriffen sowohl in der Urologie als auch in der Gynäkologie.



Das Alcotest 6810 med eignet sich für alle medizinischen Bereiche, insbesondere für:

- medizinische Notfalleinsätze
- Krankenhäuser und Arztpraxen
- Substitutionskliniken

So kann Sie das Alcotest 6810 med bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen:

- hohe Qualität und Zuverlässigkeit
- schnelle Messbereitschaft
- einfache und sichere Handhabung
- hygienische Anwendung (Ausschluss jeglicher Verkeimung)
- Tests mit sehr geringem Atemvolumen bzw. auch ohne aktive Beteiligung möglich
- passive Messung mit Konzentrationsanzeige
- Datenspeicher für bis zu 250 Messergebnisse
- Datentransfer zum Dräger Mobile Printer oder PC

Dräger Alcotest® 7510



ST-163952-2008

ROBUSTES ATEMALKOHOLMESSGERÄT FÜR VERSCHIEDENSTE EINSATZBEREICHE

Ganz gleich, ob Sie bei grellem Sonnenlicht, bei eisigen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, bei $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ Hitze oder unter unterschiedlichem Umgebungsdruck messen: Das Alcotest 7510 zeigt Ihnen klare Testergebnisse an. Das qualitativ hochwertige Handmessgerät entspricht der OIML R126 und lässt sich daher – je nach behördlichen und marktspezifischen Vorgaben – zu gerichtsverwertbaren Beweiszwecken heranziehen. Dank einer neuartigen Probenahme kann bei Abgabe der Atemprobe Restalkohol im Mund erkannt und angezeigt werden.



ST-150091-2008

Das Alcotest 7510 eignet sich vor allem für:

- Polizei
- Gewerbe
- Industrie

So kann Sie das Alcotest 7510 bei Ihrem Einsatz selbst unter Extrembedingungen unterstützen:

- robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse mit rutschfester gummierter Oberfläche
- unter allen Lichtbedingungen klar ablesbares Display
- eingebautes Heizelement gegen Kondensationseffekte
- hohe Flexibilität durch Zusatzmodule (z. B. GPS oder Absolutdrucksensor zur automatischen Anpassung an den jeweiligen Umgebungsdruck bei Kalibrierung mit Trockengas)
- viele aufeinanderfolgende Messungen möglich dank Lithium-Ionen-Akkus (optional)
- verschiedene Befestigungs- und Lademöglichkeiten

Dräger Alcotest® 7510



ATEMALKOHOLMESSGERÄT MIT WEGFAHRSPERRE ODER ZUGANGSKONTROLL-FUNKTION

Automatischer Schutz vor alkoholbedingten Unfällen: Das Interlock lässt sich einfach in Zugänge zu sicherheitsrelevanten Bereichen oder Kraftfahrzeuge einbauen. Sobald beispielsweise ein Fahrer den Zündschlüssel herumdreht, fordert das Messgerät eine Atemalkoholprobe. Nur wenn die Konzentration unterhalb des

Grenzwerts liegt, wird der Anlasser frei geschaltet. Eine Maßnahme, die auch dazu beitragen kann, dass sich der Umgang mit Alkohol langfristig ändert.



Das Interlock eignet sich vor allem für

- Transportunternehmen (Personen und Güter)
- Einsatz im Rahmen von Programmen für Trunkenheitsfahrer
- Zugangskontrollen zu sicherheitsrelevanten Bereichen

So kann Sie das Interlock XT vor alkoholbedingten Unfällen schützen

- schnelle Betriebsbereitschaft
- zuverlässige Messungen bei Temperaturen zwischen -40 °C und 85 °C
- besonders manipulationssicher
- unterstützt die klare Trennung von Alkoholkonsum und Fahren
- Datenspeicher zur Aufzeichnung aller Ereignisse für die spätere Auswertung



MOBILES ATEMALKOHOLMESSSYSTEM MIT INTEGRIERTEM PROTOKOLLDRUCKER

Mit dem Alcotest 9510 haben Sie ausgereifte Messtechnik und Protokolldrucker in einem Gerät. So können Sie Personendaten entweder über Touchscreen oder eine externe Tastatur direkt ins Gerät eingeben und gleich mit dem Ergebnis ausdrucken. Das Alcotest 9510 garantiert Ihnen eine beweissichere Alkoholmessung, wie sie für Gerichtsverfahren gefordert ist. Über RS-232, Modem oder Ethernet lässt sich das Messgerät bequem mit anderen Geräten vernetzen.



Das Alcotest 9510 eignet sich vor allem für:

- den mobilen Einsatz im Polizeifahrzeug
- den stationären Einsatz in Wachen und Zentralen

So kann Sie das mobile Alcotest 9510 bei Ihrer Arbeit unterstützen:

- Evidentialmessgerät für gerichtsverwertbare Ergebnisse
- verlässlicher infrarot-optischer Sensor im Bereich von 9,5 µm, EC-Sensor optional
- robustes Gehäuse
- schneller und sparsamer Drucker
- externe Tastatur
- großes Touchscreen für intuitive Bedienbarkeit
- Erkennung von Mundrestalkohol
- einfache Vernetzbarkeit mit anderen Geräten – über RS-232, Modem oder Ethernet



ST-7/26-2006

TEST-KIT ZUM SAMMELN, AUSWERTEN UND AUFBEWAHREN EINER SPEICHELPROBE

Mit dem DrugCheck kommen Sie Kokain, Amphetaminen und anderen illegalen Drogen überall und jederzeit sicher auf die Spur. Innerhalb von nur zehn Minuten können Sie sechs Substanzklassen gleichzeitig aus einer einzigen Speichelprobe qualitativ nachweisen. Das Test-Kit besteht aus Probensammler

und Röhrchen mit Testkarte. Damit können Sie die Probe sammeln, direkt vor Ort auswerten und für die spätere Bestätigungsanalyse aufbewahren.



ST-6969-2006

Der DrugCheck eignet sich vor allem für:

- Untersuchungen am Arbeitsplatz
- polizeiliche Einsätze, falls der DrugTest 5000 nicht verfügbar ist
- in Verbindung mit dem SSK 5000 zur Oberflächen- und Stoffanalyse

So kann Sie der DrugCheck beim Nachweis von illegalen Drogen unterstützen:

- qualitativer Nachweis von sechs Substanzen gleichzeitig nach zehn Minuten
- einfache Handhabung
- hohe Messempfindlichkeit
- Auswertung der Probe direkt vor Ort
- Aufbewahrung und Lagerung der Probe für spätere Untersuchungen



TESTSYSTEM MIT INTEGRIERTEM SPEICHER: SAMMELN, BEWERTEN UND VERWALTEN

Der DrugTest 5000 ist Test-Kit und Analysesystem in einem. Mit diesem Testsystem können Sie Speichelproben einfach und schnell sammeln, innerhalb weniger Minuten untersuchen, zweifelsfrei ablesen und die Daten anschließend bequem verwalten. Der integrierte Speicher fasst bis zu 500 einzelne Messergebnisse.



Der DrugTest 5000 eignet sich vor allem für:

- Polizei und Zoll
- Substitutionskliniken
- Industrie und Gewerbe
- Justizvollzugsanstalten
- Oberflächen- und Stoffanalyse in Verbindung mit dem SSK 5000

So kann Sie der DrugTest 5000 beim Nachweis von illegalen Drogen unterstützen:

- gleichzeitiger qualitativer Nachweis üblicher Drogen und Substanzklassen in weniger als neun Minuten
- zuverlässige Messergebnisse ohne Interpretationsspielraum
- extrem niedrige Nachweisgrenze für THC als Hauptwirkstoff von Cannabis
- hygienische und sehr einfache Handhabung
- Farbindikator zeigt Ende der Probenahme an
- beleuchtetes, leicht ablesbares Display zeigt Ergebnisse im Klartext an
- Eingabe und Speicherung von bis zu 500 Messungen
- Datentransfer auf Dräger Mobile Printer oder auf PC



PROBENSAMMLER ZUR ZUVERLÄSSIGEN BEWEISSICHERUNG

DCD 5000 für Speichelproben

Sie benötigen keine direkte Ergebnisanzeige? Mit dem DCD 5000 können Sie Speichelproben sammeln, aufbewahren und zur weiteren Analyse beispielsweise an den Dräger-Analysenservice versenden. In den Sammler ist ein Indikator integriert. Er zeigt an,

wenn die Probenmenge ausreicht. Im Labor lässt sich die Probe einfach aufbereiten und mit laborüblichen Methoden (z. B. GC-MS, LC-MS) auf ein breites Spektrum an Drogen und Medikamenten analysieren.

SSK 5000 für Oberflächen- und Substanzproben

Unbekanntes Pulver? Geldschein mit weißen Anhaftungen? Der SSK 5000 gibt Ihnen in wenigen Minuten Auskunft darüber, ob Drogen auf Oberflächen und in Substanzgemischen vorhanden sind. Im Verschluss ist ein Tupfer integriert. Damit wischen Sie einfach über die verdächtige Fläche oder Substanz. Anschließend können Sie die Probe mit dem DrugTest 5000 oder dem DrugCheck vor Ort auswerten oder zur weiteren Analyse ins Labor geben – zum Beispiel zum Dräger-Analysenservice.

Die Probensammler DCD 5000 und SSK 5000 eignen sich vor allem für:

- Zoll und Polizei
- Strafvollzug und Haft
- Industrie und Gewerbe

A close-up photograph of a person's eye, showing a light blue iris and dark, well-defined eyelashes. The eye is looking slightly to the right. The skin around the eye is fair and smooth. The text "Geblendet oder Drogen?" is overlaid on the right side of the eye.

Geblendet oder
Drogen?

Alkohol- und Drogen- detektion



HAUPTSITZ:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

NIEDERLASSUNGEN:**REGION NORD**

Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0
Fax 040 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGION OST

An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35031 0
Fax 0341 35031 161
vertrieb.ost@draeger.com

REGION SÜD

Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0
Fax 0711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGION WEST

Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50
vertrieb.west@draeger.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN:**ÖSTERREICH**

Dräger Safety Austria Ges.m.b.H
Wallackgasse 8
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42

SCHWEIZ

Dräger Safety Schweiz AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon
Tel +41 44 805 82-82
Fax +41 44 805 82-80